



# Sterisept Forte

## Opis produktu

# Sterisept Forte preparat do dezynfekcji podłóg i wyposażenia gabinetów

Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i dezynfekcji wyposażenia i wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia

### Likwiduje:

Bakterie - 60min,  
Prądkie - 60min,  
Grzyby - 60min  
Wirusy (BVDV HCV, HIV, HBV, Norovirus) - 60 min  
Rotavirus, Enterovirus - 30min,  
Vaccinia - 30min

- nie zawiera aldehydów i fenoli
- szerokie spektrum działania i krótki czas ekspozycji
- może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje efektu klejenia się
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych
- wykazuje wysoką kompatybilność materiałową
- nie powoduje matowienia optyki
- zawiera inhibitory korozji
- do stosowania w myjkach ultradźwiękowych

### Skład chemiczny

Czwartorzędowe związki - 6,5g. Dodecylamina - 10g

Z 1litra otrzymujemy 400 litrów roztworu roboczego.

Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i dezynfekcji wyposażenia i wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia

## WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:

- nie zawiera aldehydów i fenoli
- szerokie spektrum działania i krótki czas ekspozycji
- może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje efektu klejenia się
- możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych
- wykazuje wysoką kompatybilność materiałową