

Link do produktu: <http://sklep.wikingprofi.pl/e-260-quick-sterile-szybka-dezynfekcja-0-5l-p-1408.html>



E 260 Quick Sterile szybka dezynfekcja 0,5L

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ENZIM E 260

Opis produktu

Zastosowanie: Enzim E 260 służy do dezynfekcji metodą natryskową: stołów, blatów, klamek, poręczy, powierzchni maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Bez konieczności spłukiwania. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Preparat nadaje się do użytku profesjonalnego oraz powszechnego.

Sposób użycia: Czystą powierzchnię spryskać płynem, a następnie starannie rozprowadzić za pomocą jałowej gazy do całkowitego zwilżenia powierzchni, pozostawić na 2 min, nie spłukiwać. W czasie 2 minut produkt wykazuje działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze. W przypadku dezynfekcji powierzchni nie większych niż 2 mkw. nie ma konieczności dodatkowej wentylacji pomieszczeń. W pozostałych przypadkach pomieszczenia wietrzyć nie krócej niż 5 min.

Skład: Zawartość substancji czynnych: Propan-2-ol 550g/kg, propan-1-ol 100g/kg

pH 6-8

[Karta charakterystyki](#)